



Deutsch

pjur® Intimgleitgele:

Die pjur® Intimgleitgele sind für die Anwendung im Penis-, Vaginal- und/oder Analbereich zur Verbesserung der Feuchtigkeit und Gleitfähigkeit geeignet. Sie unterstützen die körpereigene Lubrikation und damit die natürliche Gleitfähigkeit. Sie können Symptome von vaginaler Trockenheit lindern und damit zu einer unbeschwerteren Intimität beitragen. Die pjur® Intimgleitgele sind zur Verwendung mit Kondomen geeignet.

Anwendung:

Zur Unterstützung der Feuchtigkeit beim Sexualverkehr die gewünschte Menge auf die Haut von Penis/Vagina/Anus auftragen.

Die pjur Intimgleitgele sind für den tägl. Gebrauch geeignet und zur Verwendung mit einem Latexkondom. Einfach außen auf das bereits angelegte Kondom auftragen. Die biologische Verträglichkeit wurde von externen Laboren getestet und die Hautverträglichkeit dermatologisch getestet.

Warn- und Sicherheitshinweise:

- Kontakt mit Augen und gereizter Haut vermeiden
- Bei andauernden Irritationen Arzt konsultieren
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Kein Verhütungsmittel
- Nicht spermizid
- Rutschgefahr auf glatten Oberflächen

pjur® Seren:

Die pjur® Seren können die Empfindsamkeit reduzieren ohne zu betäuben.

Anwendung:

1-2 Pumpstöße im entsprechendem Intimbereich auftragen und großzügig verteilen. Nach 15-20 Sekunden nur leicht abtupfen (nicht wegwischen), um den Partner nicht mit dem Effekt zu beeinträchtigen.

Warn- und Sicherheitshinweise:

- Kontakt mit Augen, gereizter Haut/Wunden vermeiden
- Das Produkt zunächst auf dem Unterarm testen
- Bei einer allergischen Reaktion nicht anwenden
- Bei andauernder Irritation Arzt konsultieren
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Rutschgefahr bei Verwendung auf glatten Oberflächen
- Kein Verhütungsmittel

Entdecke mehr von pjur auf [pjurlove.com](https://www.pjurlove.com)

Hast du Fragen? — **Hier** gibt's unsere Antworten. Ist Deine nicht dabei? Schicke uns Deine Frage einfach an info@pjur.com. Wir beantworten sie Dir sehr gerne.

Vielen Dank für Dein Interesse an pjur und viel Spaß mit Deinen Produkten.

Čeština

Intimní lubrikanty pjur®:

Intimní lubrikanty pjur® jsou vhodné pro použití v oblasti penisu, vagíny anebo análního otvoru pro zlepšení vlhkosti a lubrikace. Podporují tělu vlastní zvlhčení, a tím i přirozený zvlhčující účinek. Mohou zmírnit příznaky vaginální suchosti, a přispět tak k bezstarostné intimitě. Intimní lubrikanty pjur® jsou vhodné pro použití s kondomy.

Použití:

Pro podporu vlhkosti během pohlavního styku naneste požadované množství na pokožku penisu, vagíny nebo análního otvoru.

Intimní lubrikanty pjur jsou vhodné pro každodenní použití a pro použití s latexovým kondomem. Jednoduše naneste na vnější stranu již nasazeného kondomu. Biologická snášenlivost byla testována externími laboratořemi a snášenlivost s pokožkou byla dermatologicky testována.

Varování a bezpečnostní pokyny:

- Zamezte kontaktu s očima a podrážděnou pokožkou
- Při přetrvávajícím podráždění se poraďte s lékařem
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Nejedná se o antikoncepční prostředek
- Není spermicidní
- Při použití na kluzkém povrchu hrozí nebezpečí uklouznutí

Séra pjur®:

Séra pjur® dokáží snížit citlivost, aniž by způsobovala znecitlivění.

Použití:

Naneste 1–2 pumpičky na příslušnou intimní oblast a bohatě rozetřete. Po 15–20 vteřinách jen lehce osušte (nestírejte), aby se efekt nepřenese i na partnera.

Varování a bezpečnostní pokyny:

- Zamezte kontaktu s očima, podrážděnou kůží/ranami
- Nejprve vyzkoušejte přípravek na předloktí
- Nepoužívejte, pokud se objeví alergická reakce
- Při přetrvávajícím podráždění se poraďte s lékařem
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Při použití na kluzkém povrchu hrozí nebezpečí uklouznutí
- Nejedná se o antikoncepční prostředek

Objevte více produktů pjur na pjurlove.com

Máte otázky? — **Zde** jsou naše odpovědi. Není tam ta vaše? Stačí nám dotaz poslat na adresu info@pjur.com. Rádi vám na něj odpovíme.

Děkujeme vám za váš zájem o pjur a přejeme vám příjemnou zábavu s vašimi produkty.

Magyar

pjur® intim síkosítók:

A pjur® intim síkosítók a pénisz, a hüvely területén és/vagy anális területen használhatók a nedvesség és a síkosság fokozására. Elősegítik a test saját síkosítását, ezáltal a természetes síkosságot. Enyhíthetik a hüvelyszárazság tüneteit, így hozzájárulhatnak a gondtalan intimitáshoz. A pjur® intim síkosítók óvszerrel is használhatók.

Alkalmazás:

A szexuális együttléthez, a nedvesség elősegítése érdekében vigye fel a kívánt mennyiséget a pénisz/hüvely/végbélnyílás bőrére.

A pjur intim síkosítók mindennapos használatra és latex óvszerrel történő használatra is alkalmasak. Egyszerűen csak vigye fel a terméket a már felhelyezett óvszer külsejére. Biológiai alkalmasságát független laboratóriumokban tesztelték, bőrbarát tulajdonságát pedig bőrgyógyászati vizsgálatoknak vetették alá.

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók:

- Kerülje a szemmel és az irritált bőrrel történő érintkezést
- Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz
- Gyermekektől elzárva tartandó
- Nem fogamzásgátló
- Nem spermaölő
- Csúszós felületeken használva csúszásveszélyes

pjur® szérumok:

A pjur® szérumok anélkül csökkentik az érzékenységet, hogy érzéketlenné tennék az érintett felületet.

Alkalmazás:

Vigyen fel 1-2 pumpálásnyi mennyiséget az érintett intim területre, és bőségesen oszlassa el. 15-20 másodperc elteltével gyengéden felitatva távolítsa el a felesleget (ne törölje le), hogy ne befolyásolja a partnert a hatás.

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók:

- Kerülje a szemmel, irritált bőrrel/sebekkel történő érintkezést
- Először az alkaron próbálja ki a terméket
- Allergiás reakció esetén ne használja
- Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz
- Gyermekektől elzárva tartandó
- Csúszós felületeken használva csúszásveszélyes
- Nem fogamzásgátló

Ismerd meg alaposabban a pjur termékeit a **pjurlove.com** oldalon.

Kérdésed van? — **Itt** megtalálod a választ. A te kérdésed nem szerepel az oldalon? Küldd el bátran az **info@pjur.com** címre. Szívesen megválaszoljuk.

Köszönjük érdeklődésed a pjur termékei iránt. Használd őket örömmel!

Italiano

Gel lubrificanti intimi pjur®:

I gel lubrificanti intimi pjur® sono adatti all'uso nella zona del pene, vaginale e/o anale per migliorare l'idratazione e la lubrificazione. Agevolano la lubrificazione propria del corpo e quindi la scorrevolezza naturale. Possono alleviare i sintomi della secchezza vaginale, contribuendo a un'intimità spensierata. I gel lubrificanti intimi pjur® sono adatti all'uso con i preservativi.

Modalità d'uso:

Per agevolare l'idratazione durante i rapporti sessuali, applicare la quantità desiderata sulla pelle di pene/vagina/ano.

I gel lubrificanti intimi pjur sono adatti all'uso quotidiano e compatibili con i preservativi in lattice. Basta applicarli sulla parte esterna del preservativo già indossato. La tollerabilità biologica è stata confermata da laboratori esterni e la tollerabilità cutanea è dermatologicamente testata.

Avvertenze e informazioni sulla sicurezza:

- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle lesa
- In caso di irritazioni persistenti consultare un medico
- Conservare fuori dalla portata dei bambini
- Non è un anticoncezionale
- Non spermicida
- Pericolo di scivolamento durante l'uso su superfici lisce

Sieri pjur®:

I sieri pjur® possono ridurre la sensibilità senza anestetizzare.

Modalità d'uso:

Applicare 1-2 dosaggi della pompa nella zona intima e distribuire generosamente. Dopo 15-20 secondi tamponare leggermente (non strofinare) per non trasmettere l'effetto al/alla partner.

Avvertenze e informazioni sulla sicurezza:

- Evitare il contatto con gli occhi, la pelle lesa/le ferite
- Testare prima il prodotto sull'avambraccio
- Non utilizzare in caso di reazione allergica
- In caso di irritazione persistente consultare un medico
- Conservare fuori dalla portata dei bambini
- Pericolo di scivolamento su superfici lisce
- Non è un anticoncezionale

Scopri altri prodotti pjur su pjurlove.com.

Domande? - **Qui** trovi le nostre risposte. Non trovi la tua domanda? Inviacela all'indirizzo info@pjur.com. Saremo lieti di fornirti una risposta.

Grazie per l'interesse nei confronti di pjur e buon divertimento con i tuoi prodotti.

Lietuvių kalba

„pjur®“ **lubrikantai:**

„pjur®“ lubrikantai padidina drėgmę ir slydimą naudojant juos varpos, makšties ir (arba) išangės srityje. Jie palaiko natūralią kūno lubrikaciją ir tuo pačiu natūralų slydimą. Jie gali sumažinti makšties sausumo simptomus, o tuo pačiu leisti mėgautis sunkumų nekeliančiu intymiu gyvenimu. „pjur®“ lubrikantai yra skirti naudoti kartu su prezervatyvais.

Naudojimas:

norėdami užtikrinti drėgmę lytinio akto metu, užtepkite norimą kiekį gelio ant varpos / makšties / išangės.

„pjur“ lubrikantai yra skirti kasdieniam naudojimui kartu su lateksiniu prezervatyvu. Paprasčiausiai užtepk ant jau uždėto prezervatyvo. Nepriklausomos laboratorijos patikrino biologinį suderinamumą; dermatologiškai patikrinta, ar nedirgina odos.

Įspėjamieji ir saugos nurodymai:

- Venk kontakto su akimis ir sudirgusia oda
- Sudirgimams užsitęsus, kreipkis į gydytoją
- Laikyk vaikams nepasiekiamoje vietoje
- Ne kontracepcijos priemonė
- Ne spermicidas
- Pavojus paslysti naudojant ant lygių paviršių

„pjur®“ **serumai:**

„pjur®“ serumai gali sumažinti jautrumą nesukeldami nutirpimo jausmo.

Naudojimas:

išspausk 1–2 paspaudimus ant atitinkamos intymios zonos ir gerai paskirstyk. Po 15–20 sekundžių lengvai apvalyk (bet nenuvalyk visiškai), kad partneris nepatirtų to paties efekto.

Įspėjamieji ir saugos nurodymai:

- Venk kontakto su akimis, sudirgusia oda / žaizdomis
- Produktą pirmiausia pabandyk ant dilbio
- Kilus alerginei reakcijai, nenaudok
- Sudirgimams užsitęsus, kreipkis į gydytoją
- Laikyk vaikams nepasiekiamoje vietoje
- Pavojus paslysti naudojant ant lygių paviršių
- Ne kontracepcijos priemonė

Apie „pjur“ daugiau sužinosi pjurlove.com.

Turi klausimų? – **Čia** rasi mūsų atsakymus. Ar reikiamo atsakymo nerandi? Atsiųsk mums savo klausimą adresu info@pjur.com. Mes jį mielai atsakysime.

Dėkojame, kad domiesi „pjur“ ir linkime sėkmės naudojant produktus.

Polski

Lubrykanty stref intymnych pjur®:

Lubrykanty stref intymnych pjur® można stosować w okolicach penisa, pochwy i/lub odbytu w celu poprawy nawilżenia i lubrykacji. Lubrykanty wspomagają naturalne nawilżenie stref intymnych i tym samym poprawiają efekt poślizgu. Mogą one złagodzić objawy suchości pochwy i tym samym przyczynić się do zwiększenia komfortu współżycia. Lubrykanty stref intymnych pjur® można stosować z prezerwatywami.

Zastosowanie:

Aby zwiększyć nawilżenie podczas stosunku należy nanieść pożądaną ilość lubrykantu na skórę penisa/pochwy/odbytu. Lubrykanty stref intymnych pjur są przeznaczone do codziennego użytku i można je stosować z prezerwatywami lateksowymi. Po prostu zaaplikuj lubrykant na zewnętrzną stronę już nałożonej prezerwatywy. Testy biologicznej tolerancji zostały przeprowadzone przez zewnętrzne laboratoria, a badania dermatologicznie potwierdzają tolerancję przez skórę.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Unikać kontaktu z oczami i podrażnioną skórą
- W przypadku utrzymywania się podrażnienia należy skonsultować się z lekarzem
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie jest to środek antykoncepcyjny
- Nie działa plemnikobójczo
- Ryzyko poślizgnięcia się w przypadku stosowania na gładkich powierzchniach

Serum pjur®:

Serum pjur® mogą zmniejszyć wrażliwość bez uczucia znieczulenia.

Zastosowanie:

Zaaplikować 1-2 dawki na wybraną okolicę intymną i dobrze rozprowadzić. Po 15-20 sekundach lekko przetrzeć (nie ścierać), aby środek nie obniżył doznań partnera.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Unikać kontaktu z oczami, podrażnioną skórą/ranami
- Produkt najpierw przetestować na przedramieniu
- Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej
- W przypadku utrzymywania się podrażnienia należy skonsultować się z lekarzem
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Ryzyko poślizgnięcia się w przypadku stosowania na gładkich powierzchniach
- Nie jest to środek antykoncepcyjny

Odkryj więcej produktów pjur na pjurlove.com.

Masz pytania? — **Tu** znajdziesz nasze odpowiedzi. Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie? Po prostu wyślij nam Swoje pytanie na adres info@pjur.com. Z chęcią udzielimy na nie odpowiedzi.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie firmą pjur i życzymy udanej zabawy Twoimi produktami.

Português

Geles lubrificantes íntimos pjur®:

Os geles lubrificantes íntimos pjur® são adequados para utilização na zona do pénis, da vagina e/ou anal para melhorar a humidade e a lubrificação. Suportam a lubrificação própria do organismo e, desse modo, a capacidade de deslizamento natural. Podem aliviar os sintomas de secura vaginal e assim contribuir para uma intimidade descontraída. Os geles lubrificantes íntimos pjur® são adequados para utilização com preservativos.

Utilização:

Para promover a humidade durante as relações sexuais, aplicar a quantidade desejada na pele do pénis/da vagina/anal. Os geles lubrificantes íntimos pjur® são adequados para uso diário e com preservativos de látex. Aplicar no exterior do preservativo colocado. A biocompatibilidade foi testada por laboratórios independentes e a compatibilidade com a pele foi testada dermatologicamente.

Avisos e indicações de segurança:

- Evitar o contacto com os olhos e a pele irritada
- Consultar um médico se a irritação persistir
- Manter fora do alcance das crianças
- Não é um contraceptivo
- Não é espermicida
- Perigo de escorregamento em superfícies lisas

Sérums pjur®:

Os séruns pjur® podem reduzir a sensibilidade, mas sem entorpecer.

Utilização:

Aplicar 1-2 bombadas na zona íntima e espalhar o produto generosamente. Após 15-20 segundos retirar apenas levemente o produto em excesso (não limpar) para não transmitir o efeito ao parceiro.

Avisos e indicações de segurança:

- Evitar o contacto com os olhos, pele irritada/feridas
- Testar primeiro o produto no antebraço
- Não utilizar se ocorrer uma reacção alérgica
- Consultar um médico se a irritação persistir
- Manter fora do alcance das crianças
- Perigo de escorregamento em superfícies lisas
- Não é um contraceptivo

Descubra outros produtos da pjur em pjurlove.com.

Tem perguntas? — Consulte [aqui](#) as nossas respostas. A sua não está incluída? Basta enviar-nos a sua pergunta para info@pjur.com. Teremos todo o prazer em responder.

Muito obrigado pelo seu interesse na pjur e divirta-se com os seus produtos.